



**GHC**

Soluciones de limpieza  
e higiene profesional



# LÍNEA SALUD

CATÁLOGO **2024**

[www.gammahc.cl](http://www.gammahc.cl)



### Pack de 25 Test

- Testeo Masivo
- Nasal, Salival y Nasofaríngeo
- Contiene un formato de hisopo que se adapta a los tres procedimientos.



### Pack de 25 Test


- Testeo Masivo
- Nasofaríngeo



### 1 Test

- Testeo Individual
- Nasal

### CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL



- Paul-Ehrlich-Institut
- Federal Institute for Drugs and Medical Device



- UK Health Security Agency
- Universidad de Oxford



Autorizados por ISP

Compra mínima 100 unidades.  
¡IMPORTANTE DESCUENTO  
POR SOBRESOBRE 1.000  
UNIDADES!



RESULTADOS RÁPIDOS  
Y CONFIABLES



MUESTRA FÁCIL DE  
RECOLECTAR Y LEER



### Kit para recolección y transporte de muestras virales

<b>Presentación:</b>	Kit de 50 tubos de 10 ml con 3 ml de solución PBS estéril lista para su uso y 50 tóruas para muestreo nasofaríngeo.
<b>Descripción:</b>	La solución de PBS es ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos. Esta solución es utilizada también en la colección y transporte de muestras virales. La tórula nasofaríngeo con tecnología floccada es ideal para colección de muestras.
<b>Conservación:</b>	Conservar en un lugar fresco y seco (a temperatura ambiente de hasta 25 °C) hasta la fecha de vencimiento. No congelar.


### Características

<b>Solución de PBS</b>	<p>El kit consta de 50 tubos de polipropileno de 10 ml con faldón y tapa rosca con 3 ml de solución PBS estéril. La solución está compuesta de NaCl 8 gr (137 mmol/l) ; KCl 0,2 gr ( 2,7 mmol/l) ; Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 1,44 gr (10 mmol/l); KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 0,24 gr (1,8 mmol/l). Se encuentra esterilizada por autoclavado y su pH final es de 7,4 ± 0,2. La solución fue preparada y controlada según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.</p> <p>En el control de esterilidad no presenta desarrollo de microorganismos hasta 48 horas de incubación a 35 °C.</p>
<b>Tórula de muestreo</b>	<p>El kit incluye además 50 tóruas de punta floccada con mango plástico con punto de quiebre (rotura), estériles listas para su uso. La punta floccada o flocada está recubierta con fibra corta de nylon ideal para la recolección de muestras. Mango ABS de longitud total de 155 mm aproximadamente y punto de quiebre. Mango suave y ergonómico que permite un uso cómodo y seguro. Producto esterilizado mediante radiación gamma.</p>



### Método de muestreo

- Identifique el tubo apropiadamente antes de tomar muestras.
- Inserte suavemente la cabeza de la tórula en el paladar nasal del canal nasal, mantenga un momento y luego gire lentamente.
- Coloque la tórula en la solución de conservación inmediatamente después del muestreo, rompa la varilla de la tórula y atornille bien la tapa. Es posible que la tórula se doble dentro del tubo, lo cual no afecta en el desarrollo, es importante que la punta de la tórula quede sumergida en la solución.
- Las muestras recién recolectadas deben transportarse al laboratorio a 4°C dentro de las primeras 48 h. En caso de lo contrario deben almacenarse a -80°C. Las muestras utilizadas para el aislamiento de virus y la detección de ácido nucleico deben analizarse lo antes posible.
- Para retirar al tórula del tubo, abra lentamente la tapa con cuidado de que no se caiga la tórula.





### Gorro Circular Ajustable

<b>Tipo:</b>	No Tejido, No Estéril
<b>Talla:</b>	Única
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material:</b>	SPP 18g
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 100 unidades Caja Máster x 1.000 unidades



### Gorro Cirujano con Tiras

<b>Talla:</b>	16 x 41 cm
<b>Tamaño Tiras:</b>	24cm
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material:</b>	SPP 25g, Transpirable
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 100 unidades Caja Máster x 1.000 unidades



### Gorro de Enfermera

<b>Talla:</b>	Única
<b>Tamaño Diámetro:</b>	21 cm
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material:</b>	SPP 16g, Elástico
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 100 unidades Caja Máster x 1.000 unidades



### Gorro Tipo Oruga

<b>Talla:</b>	18''
<b>Tamaño Diámetro:</b>	46 cm
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material Elástico:</b>	SPP 12g
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 100 unidades Caja Máster x 2.000 unidades



### Bata de Aislamiento

<b>Especificaciones:</b>	Puño con Elástico
<b>Talla y Tamaño:</b>	Única (115cm x 137cm) y L
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material Elástico:</b>	PP 20g y SPP 35gms
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 10 unidades Caja Máster x 100 unidades



### Bata de Aislamiento

<b>Especificaciones:</b>	Puño dedo
<b>Talla y Tamaño:</b>	Única (112cm x 117cm)
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material Elástico:</b>	PE 35g
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 1 unidad Caja Máster x 100 unidades



### Bata para Paciente

<b>Especificaciones:</b>	Manga corta
<b>Talla y Tamaño:</b>	Única (112cm x 137cm)
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material Elástico:</b>	PE 35g
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 1 unidad Caja Máster x 100 unidades



### Bata para Paciente

<b>Especificaciones:</b>	Sin mangas
<b>Talla y Tamaño:</b>	L
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material Elástico:</b>	SPP 25gsm
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 10 unidades Caja Máster x 50 unidades



### Bata Estéril Quirúrgica

<b>Especificaciones:</b>	Estéril, con mangas
<b>Talla y Tamaño:</b>	L
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material Elástico:</b>	SPP 25gsm
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 1 unidad Caja Máster x 100 unidades



### Polainas con Antideslizantes

<b>Tipo:</b>	Con antideslizantes
<b>Talla:</b>	Única, 16cm x 40cm
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material:</b>	SPP 35g
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 50 pares Caja Máster x 1.000 pares



### Polainas sin Antideslizantes

<b>Tipo:</b>	Sin antideslizantes
<b>Talla:</b>	Única
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material:</b>	SPP 35g
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 50 pares Caja Máster x 1.000 pares



### Mascarillas con Elástico

<b>Tipo:</b>	Con elástico
<b>Color:</b>	Azul y blanco
<b>Especificaciones:</b>	3 Capas, hipoalergénicas
<b>Material:</b>	Tela no tejida, 100% polipropileno
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 50 unidades Caja Máster x 2.000 unidades



### Mascarillas con Tiras

<b>Tipo:</b>	Con tiras
<b>Color:</b>	Azul y blanco
<b>Especificaciones:</b>	3 Capas, hipoalergénicas
<b>Material:</b>	Tela no tejida, 100% polipropileno
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 50 unidades Caja Máster x 2.000 unidades



### Respirador contra Partículas N95

<b>Tipo:</b>	Con tiras ajustables
<b>Talla:</b>	Única
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Material:</b>	PP, Poliéster y tela no tejida
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 20 unidades Caja Máster x 20 cajas



### Respirador contra Partículas N95

<b>Tipo:</b>	Cónico
<b>Talla:</b>	Única
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Material:</b>	PP, Poliéster y tela no tejida
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 20 unidades Caja Máster x 20 cajas



### Respirador contra Partículas N95

<b>Tipo:</b>	Cónico
<b>Talla:</b>	Única
<b>Color:</b>	Azul
<b>Material:</b>	PP, Poliéster y tela no tejida
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 20 unidades Caja Máster x 20 cajas



### Respirador contra Partículas N95

<b>Tipo:</b>	Cónico de protección
<b>Talla:</b>	Única
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Material:</b>	PP, Poliéster y tela no tejida
<b>Presentación Comercial:</b>	Bolsa x 20 unidades Caja Máster x 20 cajas





### Guante Nitrilo de Examen, sin Polvo

<b>Material:</b>	Gel C
<b>Talla:</b>	XS - (Extra Small)    M - (Medium) S - (Small)            L - (Large)
<b>Color:</b>	Azul
<b>Presentación Comercial:</b>	Caja x 100 unidades, Caja Master x 1.000 unidades.



### Guantes de Vinilo para Examen

<b>Material:</b>	Fabricados a partir de resina de Cloruro de Polivinilo. No contiene látex.
<b>Talla:</b>	XS - (Extra Small)    M - (Medium) S - (Small)            L - (Large)
<b>Color:</b>	Blanco, transparente y azul.
<b>Presentación Comercial:</b>	Caja x 100 unidades, Caja Master x 1.000 unidades.



### Buzo - Overall desechable microporoso

Material:	SF / SMS
Color:	Blanco

Talla	Tamaño	Recomendado
L	165 cm	165-170 cm
XL	170 cm	170-175 cm
2XL	175 cm	175-180 cm
3XL	180 cm	180-185 cm



### VENTAJAS DE BUZOS MICROPOROSOS

#### TEJIDOS SMS MICROPOROSOS

Dos capas gruesas de PPSB, pueden hacer buzos más flexibles y duradero. En el centro tiene una tela que actúa como filtro y puede prevenir el 99% de partículas de 0,5-1.0um.



**GHC**

Soluciones de limpieza  
e higiene profesional